


bemfola

follitropin alfa


USO DE BEMFOLA FOLITROPINA ALFA



bemfola


follitropin alfa

Reconocimiento de producto



El producto Bemfola viene en 4 presentaciones. Su médico le indicará cual de ellas se adapta a su tratamiento.





Estos son los componentes que vienen en la caja de Bemfola



Preparación



Saque
la pluma



Retire la pluma Bemfola del refrigerador **5-10 minutos antes de usarla.**
Verifique que el medicamento no se haya congelado.

Preparación



Lave las manos antes de abrir la caja del producto y manipular sus componentes.

Preparación



Retire la pestaña despegable de la aguja.
No utilice si el sello está dañado.


Montaje



ES IMPORTANTE
REALIZAR ESTE
PROCEDIMIENTO LO
MÁS SUAVE POSIBLE
PARA UN AJUSTE
ÓPTIMO DE LA AGUJA
A LA PLUMA


Con la pluma en mano, coloque la aguja girando para enroscar **de manera delicada** hasta que no siga girando.

Montaje



Retire las tapas: Quite primero la tapa exterior y luego la interior de la aguja.

Montaje



Retire las tapas: Quite primero la tapa exterior y luego la interior de la aguja.

Dosis




Elimine burbujas: Con la aguja apuntando hacia arriba, golpee suavemente la pluma para que las burbujas asciendan.

Dosis




Establecer dosis inicial: Presione la perilla de dosificación hasta que desaparezca la barra de activación.

Dosis



Gire la perilla hasta que la dosis recetada esté alineada con el centro de la marca del bolígrafo.

Inyección



Limpie el área de inyección con un hisopo con alcohol y espere a que se seque.


Inyección



bemfoia
300 UI/0,5ml
injection

Administre la inyección: Inserte la aguja a 90 grados en la piel y presione la perilla de dosificación hasta que la barra de dosis desaparezca.

Después de la Inyección



Coloque la tapa exterior de la aguja y deseche la pluma según las instrucciones del profesional de la salud.

Después de la Inyección



Coloque la tapa exterior de la aguja y deseche la pluma según las instrucciones del profesional de la salud.

Después de la Inyección



Recuerde usar la pluma a la misma hora cada día. Si tiene alguna duda o complicación, consulte a su médico o farmacéutico.



GEDEON RICHTER

La salud es nuestra misión